

ウサギ抗マウスCD80 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q00609

商品番号: CM0009216



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みのウサギ抗マウスCD80

モノクローナル抗体。活性化B細胞および単球上の共刺激分子であるマウスCD80 (B7-1)

を検出します。T細胞活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD80 mAb
備考/別名	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
種	マウス
GeneID (ヒト)	941
GeneID	12519
免疫原	マウスCD80 (NP_033985.3) のアミノ酸38-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00609
タンパク質分子量	34kDa/24kDa
輸送	保冷バッグ