

Rabbit Anti-Mouse Cd80 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q00609

商品番号: CM0009896



前書き

Rabbit anti-Mouse CD80 Monoclonal Antibody (FC)は、T細胞活性化における重要な共刺激分子であるマウスCD80/B7-

1を標的とします。組換え免疫原により特異性が保証されています。免疫細胞の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD80 mAb
備考/別名	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
種	Mouse
GeneID (ヒト)	941
GeneID	12519
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD80(NP_033985.3)のアミノ酸38-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	Q00609
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋