

ウサギ抗マウスCd80モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q00609

商品番号: CM0004461



前書き

マウスCD80 (B7-1)
に対するウサギモノクローナル抗体で、で標識されています。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。組換え免疫原から調製され、マウスCD80に特異的に結合します。T細胞活性化および免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD80 mAb
別名	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	941
遺伝子ID	12519
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00609
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤