

ウサギ抗マウスCd82モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P40237

商品番号: CM0009250

前書き

マウスCD82（C33/IA4/Kai1/Tspan27）を対象とした標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。対象はシグナル伝達、接着、遊走に関与するテトラスパニンです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗マウスCD82 mAb
別名	C33; IA4; Kai1; Tspan27
対象種	マウス
ヒトGeneID	3732
GeneID	12521
免疫原	マウスCD82（NP_001258390.1）のアミノ酸1～266番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P40237
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤