

Rabbit Anti-Mouse Cd83 Monoclonal Antibody For Fc - O88324

商品番号: CM0005959

前書き

マウスCD83を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。樹状細胞のプロファイリングや免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
備考/別名	mCD83
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9308
遺伝子ID	12522
免疫原	マウスCD83（NP_033986.1）のアミノ酸22-133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O88324
タンパク質分子量	21KDa
配送	アイスバッグ