

Rabbit Anti-Mouse Cd83 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O88324

商品番号: CM0012080

前書き

フローサイトメトリー用として検証された、マウスCD83を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。本抗体は細胞外ドメインを標的とし、マウス試料における免疫細胞プロファイリングやCD83発現解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
備考/別名	mCD83
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9308
遺伝子ID	12522
免疫原	マウスCD83 (NP_033986.1) のアミノ酸22-133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O88324
タンパク質分子量	21KDa
配送	氷袋