

ウサギ抗マウスCD83モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - O88324

商品番号: CM0012300

前書き

で標識されたマウスCD83に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。樹状細胞やリンパ球に発現する、免疫調節に関与する膜貫通糖タンパク質であるCD83を検出します。研究用途のみで使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD83 mAb
別名	mCD83
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	9308
GeneID	12522
免疫原	マウスCD83 (NP_033986.1) のアミノ酸22～133番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	O88324
タンパク質分子量	21KDa
発送方法	保冷剤