

Rabbit Anti-Mouse Cd83 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O88324

商品番号: CM0011987

前書き

フローサイトメトリー用に検証されたRabbit anti-Mouse

CD83モノクローナル抗体。マウスCD83抗原（O88324）を標的とし、研究用途に適したマウス免疫細胞への特異的結合能を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
備考/別名	mCD83
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	9308
遺伝子ID	12522
免疫原	マウスCD83（NP_033986.1）のアミノ酸22-133に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O88324
タンパク質分子量	21KDa
配送	アイスバッグ