


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス Cd87 モノクローナル抗体 - P35456

商品番号: CM0012488



前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD87（uPAR）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルで検証済み。細胞遊走や組織リモデリングに関与するウロキナーゼ受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD87 mAb
備考/別名	Cd87; uPAR; u-PAR
種	マウス
GeneID (ヒト)	5329
GeneID	18793
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD87 (NP_035243.1) のアミノ酸24-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35456
タンパク質分子量	24kDa/35kDa
輸送	保冷バッグ