

ウサギ抗マウスCd87 (Upar) モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P35456

商品番号: CM0006251



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、マウスCD87 (uPAR) を標的とし、フローサイトメトリー (FC) で検証済み。プラスミノゲン活性化、細胞遊走、組織リモデリングに関与するGPIアンカー型受容体を認識します。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD87 mAb
備考/別名	Cd87; uPAR; u-PAR
種	マウス
GeneID (ヒト)	5329
GeneID	18793
免疫原	マウスCD87 (NP_035243.1) のアミノ酸24-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35456
タンパク質分子量	24kDa/35kDa
発送	保冷バッグ