


ウサギ抗マウスCd88/C5aR Mab - P30993

商品番号: CM0007761



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウスCD88/C5aR

(C5aR1)に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。
炎症および免疫走化性に関与するこのGタンパク質共役受容体のN末端ドメインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD88/C5aR mAb
備考/別名	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	728
遺伝子ID	12273
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD88/C5aR (NP_031603.2)のアミノ酸1-37番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P30993
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤