

ウサギ抗マウスCd88/C5Arモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P30993

商品番号: CM0011760



前書き

フローサイトメトリー用の結合ウサギ抗マウスCD88/C5aRモノクローナル抗体です。マウスサンプル中の39kDa

C5aアナフィラトキシン走化性受容体1（P30993）を検出します。炎症および走化性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD88/C5aR mAb
別名	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	728
遺伝子ID	12273
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD88/C5aR (NP_031603.2)のアミノ酸1-37番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P30993
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷剤