


ウサギ抗マウス Cd8A モノクローナル抗体（Fc用） - P01731

商品番号: CM0011936



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の高品質なウサギ抗マウス CD8a モノクローナル抗体。マウス CD8a（Ly-2、Ly-35；SWISS: P01731）に特異的に反応します。免疫プロファイリング用の研究グレード製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD8a mAb
備考／別名	Ly-2；Ly-B；Ly-35；Lyt-2
種	マウス
GeneID（マウス）	12525
GeneID（ヒト）	925
免疫原	マウス CD8a のアミノ酸 28～196 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001074579.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27kDa
輸送条件	保冷剤