


ウサギ抗マウスCD8aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01731

商品番号: CM0004564



前書き

フローサイトメトリー(FC)で検証済みの標識ウサギ抗マウスCD8aモノクローナル抗体(27 kDa)です。T細胞免疫学研究において、マウスCD8a (Lyt-2)を認識します。Uniprot ID: P01731。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD8a mAb
備考 / 別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	925
GeneID	12525
免疫原	マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28～196番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS ID	P01731
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤