


Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01731

商品番号: CM0012639



前書き

標識マウスCD8a (Lyt-2)

ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。研究および診断アプリケーションにおけるマウスTリンパ球の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	12525
免疫原	組換えタンパク質[マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28-196に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27KDa
配送	氷袋