


Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01731

商品番号: CM0010327



前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Mouse CD8aモノクローナル抗体。T細胞表面糖タンパク質CD8α鎖（P01731）を認識し、マウス免疫応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	12525
免疫原	マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28-196に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27KDa
配送	アイスバッグ