


ウサギ抗マウス Cd8A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01731

商品番号: CM0010013



前書き

マウス CD8a に対する高品質な標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証済みです。T細胞サブセットおよび細胞傷害性応答に関する免疫学研究に最適です。マウスと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD8a mAb
備考／別名	Ly-2；Ly-B；Ly-35；Lyt-2
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	925
遺伝子ID（マウス）	12525
免疫原	マウス CD8a のアミノ酸 28～196 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001074579.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27 kDa
輸送条件	保冷バッグ