

ウサギ抗マウス Cd90.2 モノクローナル抗体（Fc用） - P01831

商品番号: CM0009112

前書き

マウス CD90.2（Thy-1）に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）での検証済み。マウスの免疫系および神経系における免疫表現型解析や細胞間相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD90.2 mAb
備考／別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID（ヒト）	7070
GeneID	21838
免疫原	マウス CD90.2 の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
輸送条件	保冷剤