

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ 抗マウス Cd90.2 モノクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0011596

前書き

を標識した、マウスCD90.2 (Thy-1.2) に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。免疫表現型解析や神経科学研究に最適。CamelBioによるワンストップ供給。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD90.2 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7070
遺伝子ID	21838
免疫原	マウスCD90.2組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷剤入り