

ウサギ抗マウスCd90.2モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P01831

商品番号: CM0010359

前書き

マウスCD90.2（Thy-1.2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫学的研究において、マウスThy-1糖タンパク質発現を高感度かつ特異的にフローサイトメトリー検出するのに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD90.2 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	7070
遺伝子ID	21838
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISSプロット	P01831
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋