

フローサイトメトリー用 ラビット抗マウス Cd90.2 モノクローナル抗体 - P01831

商品番号: CM0009822

前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD90.2 (Thy-1) を標的とするラビットモノクローナル抗体。組換えタンパク質で検証済み、マウスと交差反応し、免疫学および神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗マウス CD90.2 mAb
備考/別名	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
種	マウス
GeneID (ヒト)	7070
GeneID	21838
免疫原	マウス CD90.2 組換えタンパク質
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01831
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋