

## Rabbit Anti-Mouse Cd94 Mab For Fc - O54707

商品番号: CM0009941

### 前書き

フローサイトメトリー用マウスCD94（KLRD1）に対する結合ウサギモノクローナル抗体。マウスサンプルで検証済み。CD94は、自己と非自己の識別に関与するNK細胞およびT細胞上の免疫受容体です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Rabbit anti-Mouse CD94 mAb                                    |
| 備考/別名       | CD94                                                          |
| 種           | マウス                                                           |
| GeneID (ヒト) | 3824                                                          |
| GeneID      | 16643                                                         |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 マウスCD94（NP_034784.1）のアミノ酸59-179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション    | FC                                                            |
| 交差反応性       | マウス                                                           |
| SWISS       | O54707                                                        |
| タンパク質分子量    | 21kDa                                                         |
| 配送          | アイスバッグ                                                        |