


ウサギ抗マウスCd95/Fasモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25446

商品番号: CM0006077



前書き

P25446は、マウスCD95/FASに対する共役ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー測定に使用可能です。アポトーシスや免疫制御に関与するマウスFAS受容体を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD95/FAS mAb
別名	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
検出対象種	マウス
GeneID (ヒト)	355
GeneID	14102
免疫原	マウスCD95/FAS組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P25446
タンパク質分子量	37KDa
発送方法	保冷剤