

ウサギ抗マウス Cd97 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Z0M6

商品番号: CM0011777

前書き

マウス CD97（Adgre5）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。マウスサンプルにおける白血球の接着、遊走、免疫細胞プロファイリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD97 mAb
備考／別名	Cd97; TM7LN1
種	マウス
GeneID（ヒト）	976
GeneID（マウス）	26364
免疫原	マウス CD97（NP_036055.2）のアミノ酸 24～265 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Z0M6
タンパク質分子量	90 kDa
輸送	アイスバッグ