

Rabbit Anti-Mouse Cd97 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Z0M6

商品番号: CM0008318

前書き

この結合抗CD97モノクローナル抗体は、マウスCD97（Adhesion G protein-coupled receptor E5）を特異的に検出し、フローサイトメトリーについて検証されています。白血球の接着および移動の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD97 mAb
備考/別名	Cd97; TM7LN1
種	Mouse
GeneID (ヒト)	976
GeneID	26364
免疫原	マウスCD97(NP_036055.2)のアミノ酸24-265に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	Q9Z0M6
タンパク質分子量	90KDa
配送	Iceバッグ