

Rabbit Anti-Mouse Cd98 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P10852

商品番号: CM0009503



前書き

マウスCD98（SLC3A2/4F2hc）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計されており、細胞表面のアミノ酸トランスポーター重鎖を認識します。免疫学およびがん細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD98 mAb
備考/別名	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
種	マウス
GeneID (ヒト)	6520
GeneID (マウス)	I7254
免疫原	マウスCD98（NP_032603.3）のアミノ酸105-526領域内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10852
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ