

ウサギ抗マウス Cd98 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P10852

商品番号: CM0008158



前書き

マウス CD98（SLC3A2/4F2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。58 kDa
のアミノ酸トランスポーター重鎖に結合し、マウスと交差反応します。免疫表現型解析およびトランスポーター発現研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD98 mAb
備考／別名	4F2 ; Cd98 ; Ly10 ; Mdu1 ; 4F2HC ; Ly-10 ; NACAE ; Ly-m10 ; Mgp-2hc
種	マウス
GeneID（ヒト）	6520
GeneID（マウス）	17254
免疫原	マウス CD98 のアミノ酸 105～526 に相当する組換えタンパク質（NP_032603.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P10852
タンパク質重量	58 kDa
配送	保冷バッグ