

標識 ウサギ 抗マウス Cx3Cr1 モノクローナル抗体 フローサイトメトリー用 - Q9Z0D9

商品番号: CM0011438

前書き

標識のウサギ由来抗マウス CX3CR1
モノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。フラクタルキン受容体の免疫細胞遊走、ミクログリア機能、腸管免疫における役割の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CX3CR1 mAb
備考/別名	mCX3CR1
種	マウス
遺伝子ID	13051
免疫原	マウス CX3CR1 (NP_034117.3) のアミノ酸 1-100 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Z0D9
タンパク質分子量	40 kDa
発送	保冷剤入り