

Abrabbit Anti-Mouse Cxcr2/Il-8Rb Monoclonal Antibody For Fc - P35343

商品番号: CM0009413

前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗マウスCXCR2/IL-8RBモノクローナル抗体。好中球の遊走および炎症研究において重要なケモカイン受容体CXCR2を標的とします。クール便（保冷剤）で発送いたします。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	Rabbit anti-Mouse CXCR2/IL-8RB mAb
備考/別名	CD128; IL8RA; IL8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3579
遺伝子ID	12765
免疫原	マウスCXCR2/IL-8RB (NP_034039.1) のアミノ酸1-44に相当する配列を含む組組み替え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35343
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	クール便（保冷剤）