


ウサギ抗マウスE-カドヘリン/Cd324

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P09803

商品番号: CM0011841



前書き

フローサイトメトリー用に調製された、結合型ウサギ抗マウスE-

カドヘリン（CD324）モノクローナル抗体です。天然型の表面染色のために細胞外ドメインを標的としており、細胞接着や上皮研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスE-カドヘリン/CD324 mAb
別名	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	999
GeneID (マウス)	12550
免疫原	マウスE-カドヘリン/CD324 (NP_033994.1) のアミノ酸157～369番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P09803
タンパク質分子量	98kDa
輸送方法	氷袋