


ウサギ抗マウス E-カドヘリン/Cd324 モノクローナル抗体（Fc用） - P09803

商品番号: CM0006034



前書き

で標識された、マウスE-カドヘリン/CD324を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。マウスE-カドヘリンに特異的に結合し、交差反応性は報告されていません。上皮細胞接着および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス E-カドヘリン/CD324 mAb
備考/別名	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
種	マウス
GeneID (ヒト)	999
GeneID	12550
免疫原	マウスE-カドヘリン/CD324 (NP_033994.1)のアミノ酸157-369に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P09803
タンパク質分子量	98kDa
発送	保冷バッグ