

Rabbit Anti-Mouse F4/80 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61549

商品番号: CM0005701

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（マウスF4/80標的）。フローサイトメトリーで検証済み。マウス免疫細胞集団におけるマクロファージの同定に最適です。マウス特異的。分子量約102 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse F4/80 mAb
備考/別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2015
遺伝子ID	13733
免疫原	組換えタンパク質；マウスF4/80 (NP_034260.1) のアミノ酸28-644に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102kDa
配送	アイスバッグ