

ウサギ抗マウス Fcγri/Cd64 Mab - P26151

商品番号: CM0012575

前書き

マウス

FcγRI/CD64を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証済みです。IgGを介した自然免疫および適応免疫における重要な受容体であるマウスCD64を検出します。マウスマクロファージ研究に適しており、精密な免疫プロファイリングを可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス FcγRI/CD64 mAb
備考/別名	CD64; IGGHAFC; FcγammaRI
種	マウス
GeneID（ヒト）	2209
GeneID（マウス）	14129
免疫原	組換えタンパク質（マウスFcγRI/CD64のアミノ酸25～297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_034316.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P26151
タンパク質重量	44kDa
配送	アイスバッグ