

ウサギ抗マウスFcγRI/CD64 モノクローナル抗体（Fc用） - P26151

商品番号: CM0009625

前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの標識ウサギ抗マウスFcγRI/CD64モノクローナル抗体です。マクロファージ上に存在する高親和性IgG Fc受容体であるマウスCD64に特異的に結合します。直接検出が可能なで標識されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスFcγRI/CD64 mAb
別名	CD64; IGGHAFC; FcγRI
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	2209
GeneID	14129
免疫原	マウスFcγRI/CD64 (NP_034316.1) のアミノ酸25～297番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P26151
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	保冷剤