

ウサギ 抗マウス Fcγri/Cd64 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P26151

商品番号: CM0005812

前書き

ウサギ 抗マウス FcγRI/CD64

モノクローナル抗体、フローサイトメトリー（FC）用。
マクロファージ上の高親和性IgG

Fc受容体を検出し、自然免疫および獲得免疫研究に不可欠です。マウス免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス FcγRI/CD64 mAb
備考/別名	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
種	マウス
GeneID (ヒト)	2209
GeneID	14129
免疫原	マウスFcγRI/CD64 (NP_034316.1) のアミノ酸25-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P26151
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤