

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスFcγRI/Cd64 モノクローナル抗体 - P26151

商品番号: CM0006132



前書き

マウスFcγRI/CD64 (SWISS: P26151) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、で標識されています。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、マウスと交差反応性を示し、分子量は44 kDaです。自然免疫および適応免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスFcγRI/CD64 モノクローナル抗体
備考/別名	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2209
遺伝子ID	14129
免疫原	組換えタンパク質 - マウスFcγRI/CD64 (NP_034316.1) のアミノ酸25～297番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	P26151
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋梱包