

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウス FcγRI/Cd64 モノクローナル抗体 - P26151

商品番号: CM0009768

前書き

マウス FcγRI/CD64 に対する高親和性
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。自然免疫および獲得免疫研究におけるマクロファージの同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス FcγRI/CD64 mAb
備考／別名	CD64; IGGHAFc; FcγmaRI
種	マウス
GeneID (ヒト)	2209
GeneID	14129
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P26151
タンパク質分子量	44 kDa
輸送条件	保冷バッグ