

ウサギ抗マウス FcγRI/Cd64 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P26151

商品番号: CM0005241

前書き

で標識された、マウスFcγRI/CD64を標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。この高親和性IgG Fc受容体はマクロファージ特異的であり、自然免疫および獲得免疫において重要な役割を果たします。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス FcγRI/CD64 mAb
備考/別名	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2209
遺伝子ID	14129
免疫原	マウス FcγRI/CD64 (NP_034316.1) のアミノ酸 25-297 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P26151
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤入り