

Rabbit Anti-Mouse Flt3/Cd135 Monoclonal Antibody For Fc - Q00342

商品番号: CM0010647

前書き

標識マウスFlt3/CD135標的ウサギモノクローナル抗体。
。フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。造血
幹細胞・前駆細胞および樹状細胞の分化研究に最適で
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse Flt3/CD135 mAb
備考/別名	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	2322
遺伝子ID	14255
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00342
タンパク質分子量	114kDa
配送	アイスパック