

Rabbit Anti-Mouse Foxp3 Mab For Fc (Intra) - Q99Jb6

商品番号: CM0011969



前書き

細胞内フローサイトメトリー用Rabbit anti-Mouse FOXP3モノクローナル抗体。マウスFOXP3（scurfin）に反応します。これは、Tregの発育に不可欠な転写制御因子です。マウスサンプルで検証済みです。 - Q99JB6

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse FOXP3 mAb
備考/別名	sf; JM2; scurfin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	50943
遺伝子ID	20371
免疫原	マウスFoxp3 (NP_473380.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	マウス
SWISS	Q99JB6
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ