

Rabbit Anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd Monoclonal Antibody For Fc - P01902 / P01900

商品番号: CM0010340



前書き

マウスH-2Kd/H-2Dd MHCクラスI分子を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。抗原提示および免疫応答に関する免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd mAb
備考/別名	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
種	マウス
GeneID	14972/14964
免疫原	マウスH-2Kd/H-2Dd (NP_612564.1) のアミノ酸26-301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01902/P01900
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋