


ウサギ抗マウス I-A モノクローナル抗体（Fc用） - P14483

商品番号: CM0012374



前書き

マウスMHCクラスII I-A（H-2I）抗原に対する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。マウス特異的で、抗原提示および適応免疫に関する免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス I-A mAb
備考/別名	H-2I; I-Ad, -Ed; I-EbおよびI-Ek MHCクラスII同種抗原; Ia Ag; MHC II
種	マウス
GeneID (ヒト)	474382
GeneID	14961
免疫原	マウスH2-Ab1 (NP_996988.2) のアミノ酸30-219に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P14483
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ