


ウサギ抗マウスI-Aモノクローナル抗体（Fc用） - P14483

商品番号: CM0005772



前書き

マウスI-A MHCクラスII同種抗原（H2-Ab1）に特異的な結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞外ドメインを認識し、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。UniProt: P14483。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスI-A mAb
備考／別名	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb および I-Ek MHCクラスII同種抗原; Ia抗原; MHC II
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	474382
GeneID	14961
免疫原	組換えタンパク質；マウスH2-Ab1（NP_996988.2）のアミノ酸30～219番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P14483
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋