

フローサイトメトリー用 ウサギ抗マウスIcos/Cd278 Mab - Q9Wvs0

商品番号: CM0008609

前書き

マウスICOS/CD278に対する結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーで特に検証済みです。マウスと反応し、T細胞共刺激、免疫応答、T-B細胞相互作用の研究に最適です。UniProt: Q9WVS0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスICOS/CD278 mAb
別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-I; Ly115
対象種	マウス
遺伝子ID (マウス)	54167
免疫原	マウスICOS/CD278 (NP_059508.2) のアミノ酸21～142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	22KDa
輸送方法	氷袋