

Rabbit Anti-Mouse Icos/Cd278 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Wvs0

商品番号: CM0006177

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（マウスICOS/CD278 標的）。フローサイトメトリーで検証済み。T細胞応答および抗体クラススイッチに重要な共刺激受容体。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278 mAb
備考/別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-I; Ly115
種	Mouse
GeneID (ヒト)	29851
GeneID	54167
免疫原	組換えタンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	22KDa
配送	アイスバッグ