

ウサギ抗マウス Icos/Cd278 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Wvs0

商品番号: CM0010145

前書き

フローサイトメトリー用のマウスICOS/CD278を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。免疫応答に与する重要なT細胞共刺激受容体を検出します。マウスと交差反応性があります。タンパク質分子量は約22 KDa。Q9WVS0。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス ICOS/CD278 mAb
備考/別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
種	マウス
GeneID (ヒト)	29851
GeneID (マウス)	54167
免疫原	マウスICOS/CD278 (NP_059508.2) のアミノ酸21-142に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	22 KDa
輸送	保冷バッグ