

フローサイトメトリー用ウサギ抗マウスIcos/Cd278モノクローナル抗体 - Q9Wvs0

商品番号: CM0004867

前書き

マウスICOS/CD278を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞共刺激、免疫応答、T-B細胞相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278 mAb
別名	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	29851
遺伝子ID	54167
免疫原	マウスICOS/CD278 (NP_059508.2) のアミノ酸21〜142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISS	Q9WVS0
タンパク質分子量	22KDa
輸送方法	氷袋