

ウサギ抗マウスIfn-ガンマモノクローナル抗体（Fc（細胞内）用） - P01580

商品番号: CM0010520

前書き

マウスインターフェロンガンマ（IFNG、P01580）に特異的な結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に設計され、マウスと交差反応し、免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスIFN-ガンマmAb
備考／別名	Ifg; If2f; IFN-g
生物種	マウス
GeneID（ヒト）	3458
GeneID	15978
免疫原	マウスIFN-ガンマ（NP_032363.1）のアミノ酸1～155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P01580
タンパク質分子量	18 kDa
配送	保冷バッグ