

フローサイトメトリー（細胞内）用 標識 ウサギ抗マウス Ifn-ガンマ モノクローナル抗体 - P01580

商品番号: CM0012349

前書き

細胞内フローサイトメトリー用の 標識
ウサギ抗マウス IFN-ガンマ
モノクローナル抗体。マウス IFN-ガンマ
に特異的で、免疫学研究および診断薬開発を支援しま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス IFN-ガンマ mAb
備考/別名	Ifg; If2f; IFN-g
種	マウス
GeneID (ヒト)	3458
GeneID	15978
免疫原	組換えタンパク質 マウス IFN-ガンマ (NP_032363.1) のアミノ酸 1-155 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
SWISS	P01580
タンパク質分子量	18 kDa
輸送	保冷剤入り