

ウサギ 抗マウス IgA (Fc) モノクローナル抗体

商品番号: CM0004996

前書き

マウス IgA (Fc領域) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリー (FC) 用に設計されています。アミノ酸 99-344
にまたがる組換え免疫原を用いたマウスサンプルで検証済みです。粘膜免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ 抗マウス IgA (Fc) mAb
種	マウス
免疫原	マウス IgA のアミノ酸 99-344 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	マウス
輸送	保冷バッグ